



Instructions pour le lavage et l'entretien

Pour maintenir la fonctionnalité complète du gilet QRCOOL, les instructions pour le lavage, la désinfection et les soins doivent être rigoureusement suivies. L'utilisation de détergents et d'agents de désinfection non recommandés ainsi que l'utilisation d'un essorage à haute vitesse et d'un sèche-linge entraîne une perte rapide de l'effet de refroidissement du gilet.

Machine à laver

- Fermer la fermeture éclair des gilets QRCOOL.
- Pour un tambour de lavage de 7-8 KG, insérer max. 5 gilets (ne pas sur-remplir, car un gilet mouillé pèse environ 1,8 KG!).
- Pour le **programme Prélavage** à 30°C, utiliser une dilution du désinfectant concentré RAFIlythe® : 250 ml de concentré RAFIlythe® dans 2 L d'eau. Versez la dilution du désinfectant dans le bac de prélavage et prélever les gilets pour environ 3-5 minutes.
- Pour le **programme principal** à 30°C, verser le détergent spécial QRCLEAN-TOKO dans le bac :
 - 30 ml pour une dureté normale de l'eau ≤ 20 dh
 - 40 – 50 ml pour une dureté au-dessus de 20 dhPour les grands tambours, multipliez en conséquence.
- Programmer la machine :
 - Laisser tremper les gilets 2 à 5 mn dans l'eau avant de commencer le lavage (programme régulier)
 - Laver les gilets pendant un minimum de 15 minutes à 30°C.
 - Rincer minimum 3 minutes avec beaucoup d'eau, éventuellement 2 cycles de rinçage
 - Essorer à la vitesse la plus basse (max. 400 tours/minute)
- **Séchage** : Retirer les gilets à la fin du programme et laisser sécher les gilets pendant 2-3 jours à température ambiante sur un cintre.

Lavage à la main

- Plonger 1-2 gilets QRCOOL dans une baignoire avec de l'eau tiède (30°C).
- **Prélavage (désinfection) :**
 - Diluer d'abord le désinfectant concentré RAFIlythe® : 50 ml dans 2-3 L d'eau
 - Verser la solution diluée du désinfectant dans la baignoire avec les gilets. Laisser reposer les gilets pendant 10 minutes (porter des gants !)
 - Changer le bain de désinfection et rincer les gilets avec de l'eau claire.
 - Changer de nouveau le bain de rinçage avec de l'eau claire.
- **Lavage :**
 - Ajouter 30 ml de détergent QRCLEAN-TOKO.
 - brassier les gilets dans la baignoire quelques instants et laisser reposer 1mn; répétez ce brassage 30 fois.
- **Rinçage :**
 - Placer les gilets dans l'eau de rinçage pendant 2 minutes, puis les retourner pour rincer encore 2 minutes.
 - Changer l'eau de rinçage et répéter cette étape 5 fois.
- **Enlever l'eau :** Enrouler le gilet étroitement dans une serviette pour supprimer l'excès d'eau. Ne tordez pas le gilet !
- **Séchage :** Laisser sécher le gilet pendant 2-3 jours à température ambiante sur un cintre.

À noter : La meilleure façon de stocker le gilet séché est sur un cintre. Ne pas stocker les gilets dans un sac afin d'éviter l'apparition de moisissures.



* L'agent de désinfection concentré RAFIlythe® est conforme aux règlements sur le biocide pour l'usage médical; il est 100% biodégradable.

QRCOOL – Distribution exclusive pour les hôpitaux par QRSKIN